

Indice

Capitolo 1 Riproducibilità e utilità diagnostica dell'esame obiettivo ortopedico 1

Capitolo 2 Articolazione temporo-mandibolare 17

Capitolo 3 Rachide cervicale. 83

Capitolo 4 Rachide toraco-lombare 169

Capitolo 5 Regione sacro-iliaca 259

Capitolo 6 Anca e bacino 313

Capitolo 7 Ginocchio. 365

Capitolo 8 Piede e caviglia 445

Capitolo 9 Spalla. 501

Capitolo 10 Gomito e avambraccio 589

Capitolo 11 Polso e mano. 617

Legende per l'interpretazione dell'utilità diagnostica e della riproducibilità

Legenda per l'interpretazione dell'utilità diagnostica

+ LR	Interpretazione	-LR
≥10	Elevata	<.1
5.0-10.0	Moderata	.1-.2
2.0-5.0	Bassa	.2-.5
1.0-2.0	Raramente importante	.5-1.0

Legenda per l'interpretazione della riproducibilità

CCI o κ	Interpretazione
.81-1.0	Concordanza elevata
.61-.80	Concordanza discreta
.41-.60	Concordanza sufficiente
.11-.40	Concordanza bassa
.0-.10	Nessuna concordanza

Indice dei video

Capitolo 2

- 2-1 Click reciproco
- 2-2 Dolore a carico dell'ATM durante l'apertura assistita

Capitolo 3

- 3-1 Test di Sharp-Purser
- 3-2 Test di Spurling
- 3-3 Arm Squeeze Test

Capitolo 4

- 4-1 Slump test con ginocchio flesso
- 4-2 Test di estensione lombare passiva

Capitolo 5

- 5-1 Test di Gaenslen
- 5-2 Test di distrazione della SIPS

Capitolo 6

- 6-1 Test di Patrick
- 6-2 Test FADIR (o valutazione dell'impingement femoroacetabolare)

Capitolo 7

- 7-1 Test di Lachman in posizione prona
- 7-2 Test di valutazione della perdita di estensione

Capitolo 8

- 8-1 Il segno di impingement
- 8-2 Test del cassetto anteriore
- 8-3 Test del ballottamento astragalico mediale (medial talar tilt stress test)
- 8-4 Test di tripla compressione

Capitolo 9

- 9-1 Test di Jobe laterale
- 9-2 Bear-hug test
- 9-3 Belly-press test

Capitolo 10

- 10-1 Test di rotazione interna della spalla
- 10-2 Valgo stress test in movimento

Capitolo 11

- 11-1 Test A di neurotensione dell'arto superiore
- 11-2 Test B di neurotensione dell'arto superiore
- 11-3 Test di iperflessione del polso e abduzione del pollice